

Désignation

- Cryotube 2ml vis externe fd rd a jupe pied crante plage Nalgene

Référence

- 028041

Unité de vente : 1000



-
- Tubes cryogéniques Nalgene™ pour stockage général de longue durée
 - Optimisez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques à filetage externe pour stockage à long terme général, parfaits pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche.
 - Capacité 2,0 ml
 - Stérile
 - Anti-rotation
 - Matériau du bouchon : Polyéthylène
 - Bouchon à vis
 - Exempt de DNase
 - Diamètre 12,7 mm
 - Imprimé
 - Exempt de RNase
 - Non autoclavable
 - Forme du fond : Conique
 - Capacité 2,0 ml
 - Gradué
 - Matériau Polypropylène
 - Bouchon vissé cryogénique
 - Type de filetage : Externe