

Désignation

- Bécher TPX 600ml

Référence

- 028883

Unité de vente : 4



- Bécher Griffin forme basse, PMP 600 ml
- Utilisation à des températures de 150°C avec utilisation intermittente à 175°C.
- Couleur Transparent
- Capacité 600 ml
- Matériau PMP (polyméthylpentène)
- Plage de graduations : 100 à 600 ml
- Incréments : 50 ml
- Autoclavable
- Réutilisable
- Certifications/Conformité : ISO/DIN 7056

