

FICHE TECHNIQUE

Référence	029232
Désignation	TUBE CENTRIFUGATION OAK RIDGE PC 50 ml NALGE x10



Description :

- ✓ Tubes à centrifuger
- ✓ RCF : max 50.000 xG
- ✓ En polycarbonate, à fond rond
- ✓ -135°C à +135°C ; autoclavables
- ✓ Capacité : 50 ml
- ✓ Non gradués

- ✓ Bouchon PP à vis sans joint : 24mm
- ✓ Etanchéité avec bouchon : jusqu'à 10.000 g

- ✓ Bouchons étanches à >10.000g à commander séparément : ref 029277

Unité de vente :

10/sachet ; 100/ boîte