

Désignation

- Flacon à prélèvement carré 500 ml avec thiosulfate de sodium avec bouchon rouge - en vrac

Référence

- 030376

Unité de vente : 100



- Bouteilles en PET octogonales avec bouchon blanc et bouteilles en HDPE carrées avec bouchon rouge
- Bouchon à vis ou attachant avec témoin d'intégrité
- Translucides
- Incassables
- Etiquette de traçabilité
- Stériles
- Flacons à prélèvement carrés avec thiosulfate de sodium.
- Volume 500 ml
- Matériau : Polyéthylène à haute densité (HDPE)
- Dimensions : L x l x h : 70 x 70 x 148 mm
- L x l x h : 70 x 70 x 148 mm
- Dose thiosulfate (mg/l) : 20