

Désignation

- Flacon rond double 1000ml col large

Référence

- 030417

Unité de vente

- 68 flacons

Description

- Bouteille ronde Corning® Gosselin™ en PEHD, 1 L, bouchon rouge de 58 mm avec opercule, assemblée,
- Polyéthylène haute densité (PEHD) incassable et translucide
- Bouchon en PEHD
- Marque : Corning®
- Capacité : 1 L (environ)
- Type de bouteille : Stockage
- Type de col : Large
- Type de bouchon : Fileté
- Type de bouchon : À visser
- Matériau du bouchon : Polyéthylène haute densité
- Forme de la bouteille : Carrée
- Couleur du bouchon : Rouge
- Couleur : Naturelle
- Graduation : Graduée
- Hauteur : 174 mm (environ)
- Diamètre : 58 mm (environ)
- Non stérile
- Applications : Analyses environnementales et de l'eau, analyses agroalimentaires, contrôle qualité pharmaceutique et sciences de la vie

