

**50.701****KIT VISITEUR**

1 BLOUSE, 1 CHARLOTTE, 1 MASQUE, 1 PAIRE DE SURCHAUSSURES

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Très utilisé par les visiteurs en entreprise ou en cuisine, ce kit est la garantie d'offrir un ensemble neuf à chaque utilisation.
- Economique et facile d'emploi, ce kit est idéal pour des visites de sites sur courte durée
- Kit Visiteur utilisé comme objet de maîtrise de l'environnement dans les démarches HACCP et les diverses industries.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

Nom du produit : Kit visiteur  
Type de produit : A usage unique, non stérile  
Couleur : Blanc / Blue  
Pays de fabrication : Chine

Composition	Poids unitaire (g)	Longueur (cm)	Largeur (cm)
1 blouse PE avec capuche & 3 boutons avant	17 um	120	150
1 masque en papier 2 plis	25 g	90	20
1 charlotte ronde PP à élastique simple	10 g	50	-
1 paire de surchaussures CPE bleu à élastique simple	2,7 g	41	15

**INDUSTRIES**

Industrie / Collectivité / Hygiène / Santé

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

**INFORMATIONS LOGISTIQUES****SPECIFICATIONS CARTON****SPECIFICATIONS CDT**

Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN	CDT	CODE EAN
50.701	380 x 240 x 290	5 kg	50 cartons	3 700 381 501 017	100 kits en sachet par carton	3 700 381 502 465