

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 030733                          |
| <b>Désignation</b> | Punch à biopsie<br>stérile 2 mm |



### Description :

- ✓ Stérile et prêt à l'usage
- ✓ Composition : Acier Inoxydable  
Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur standard de l'arrête : 7 mm
- ✓ Longueur supérieure de l'arrête : 15 mm
- ✓ Diamètre bordure de 2 mm

### Unité de vente :

1 Punch