

FICHE TECHNIQUE

Référence	030737
Désignation	Punch à biopsie stérile 4 mm



Description :

- ✓ Stérile et prêt à l'usage
- ✓ Composition : Acier Inoxydable
Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure

Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur standard de l'arrête : 7 mm
- ✓ Longueur supérieure de l'arrête : 15 mm
- ✓ Diamètre bordure de 4 mm

Unité de vente :

1 Punch