

Désignation

- Nacelle de pesée

Référence

- 030902B

Unité de vente

500 Nacelles



Description

Ces nacelles de pesée présentent des surfaces lisses et planes et des bords verseurs faciles à utiliser pour une manipulation précise de tous les échantillons. Leurs angles arrondis simplifient le transfert des échantillons.

Caractéristiques techniques

- En polystyrène 100 % vierge
- Biologiquement inerte et résistant aux acides, alcools et bases
- Plage de température : -10 à 70 °C (14 à 158 °F)
- Utilisable avec les dessiccateurs à micro-ondes
- Volume : 280 ml
- Coloris : blanc
- Dimensions : 140 x 140 x 22 mm

