

### Désignation

- Nacelle de pesée

### Référence

- 030906B

### Unité de vente

500 Nacelles



---

### Description

Ces nacelles de pesée antistatiques présentent des surfaces lisses et planes et des bords verseurs faciles à utiliser pour une manipulation précise de tous les échantillons. Leurs angles arrondis simplifient le transfert des échantillons.



### Caractéristiques techniques

- En polystyrène 100 % vierge antistatique
- Biologiquement inerte et résistant aux acides, alcools et bases
- Plage de température : -10 à 70 °C (14 à 158 °F)
- Utilisable avec les dessiccateurs à micro-ondes
- Volume : 10 ml
- Coloris : noir
- Dimensions : 46 x 46 x 8 mm