

FICHE TECHNIQUE

Référence	031067
Désignation	Solution thio-uree 250 ml



Description :

- ✓ Portoir à charnière vide pour recharges de cônes. Portoir/couvercle vide pour recharge avec cônes universels Green-Pak™ et SpaceSaver™ 300 µl
- ✓ Gain de place, réduction des déchets plastique
- ✓ Utilisez Green-Pak et Green-Pak SpaceSaver pour recharger plusieurs portoirs dans votre laboratoire.
- ✓ Recharges de cônes rapides et efficaces
- ✓ Rechargez ces portoirs avec des cônes Green-Pak et Green-Pak SpaceSaver. Codes couleur pour une identification rapide.
- ✓ Pour cônes LTS et UNV
- ✓ Grâce à une architecture de cône flexible, à parois fines, avec orifice étroit étalonné, le pipetage est plus précis en assurant un égouttage complet des échantillons pendant la distribution.
- ✓ Conditionnement : flacon de 250 ml

Unité de vente :

1 Solution
