

## Notation produit / *Product Rating*

| Référence / <i>Part number</i> | Désignation / <i>Designation</i>                                    | Marque / <i>Brand</i> |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 033354                         | POINTE EPTIPS 0,1-20µl RECHARGE<br>BIOBASED BIOPUR GRIS MOYEN x96x5 | EPPENDORF             |

### Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

### Fabrication / *Production*

Les produits Biobased sont composés à 100% de polypropylène biosourcés, issus de ressources renouvelables (ex. déchets et résidus de raffinage d'huile végétale ou d'huile de friture usagée collectée dans le secteur de la restauration). Cela permet une réduction considérable de l'empreinte carbone.

*The Biobased products are made with 100% of renewable resources, such as waste from the vegetable oil refining process and used cooking oil collected from the food and restaurant industry. This lowers the carbon footprint of the product compared to conventional plastics, while also contributing to the circular economy.*

### Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé à 70% de matière recyclée.

*The packaging of this product contains 70% of recycled material.*

### Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, à Oldenbourg en Allemagne.

*The product is manufactured in Oldenburg, Germany.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Page de marque Eppendorf](#)

[Le développement durable chez Eppendorf](#)