

## Désignation

- EPTIPS STAND.BULK BIOB 1250µl

## Référence

- 033455

Unité de vente : 1000



- Eppendorf Quality
- 50 – 1 250 µL L, 103 mm, vert foncé, pointes incolores
- 1 000 pointes (4 sachets × 250 pointes)
- Améliorez l’empreinte carbone de votre laboratoire et optez pour les epT.I.P.S.® BioBased Standard en sachets. Ces pointes de pipette sont produites à partir de matières premières recyclées de deuxième génération, dérivées uniquement de déchets et de résidus provenant de la production d’huile végétale, par ex. l’huile de cuisson usagée.
- Site de production est certifié ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) pour permettre la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement
- Pointes de pipette avec certification ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), l’organisme de validation indépendant pour l’évaluation de la durabilité des produits
- Matériau et qualité haut de gamme et pureté certifiée :
- Certificats de qualité générale conformes aux normes et critères généraux de qualité Eppendorf