


Désignation

- Barrette microtubes pcr 0,1ml avec capuchons plats

Référence

- 035632

Unité de vente : 120



-
- 8 tubes de réaction au format barrette , parfaitement adaptés à un petit volume d'échantillon
 - PCR clean, avec barrettes de capuchons, plates
 - Volume 0,1 mL
 - Facilement adaptable à l'automatisation
 - Peut être thermoscellé avec des barrettes de couvercles plats ou bombés
 - Certifié sans ADN, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR
 - 10 × 12 barrettes

