

## Désignation

- Barrettes de capuchons dôme

## Référence

- 035633



## Unité de vente

120 Barrettes

## Description

- Barrettes de 8, bombés
- 120 pièces (10 sachets × 12 pièces)
- Barrettes de huit micro-capuchons pour puits de 0,1 et 0,2 mL
- Scellage facile et rapide des Eppendorf twin.tec PCR Plates, PCR Strips et autres plaques multi-puits standard
- Les barrettes de capuchons plats conviennent aux tubes PCR real-time
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- Certifié sans ADN, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR

