

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	035756
<b>Désignation</b>	Pack centrifugeuse



### Description :

- ✓ Pack centrifugeuse 5804R + rotor S-4-72 modèle IVD + adaptateurs (32 x 15 ml / 16 x 50 ml)
- ✓ Centrifugeuses très polyvalentes pour la centrifugation de tubes et flacons de 0,2 ml à 750 ml ainsi que des plaques, des flacons de culture, des lames de microscopie.
- ✓ Pour la centrifugation jusqu'à 1 l d'échantillons
- ✓ Utilisation ergonomique, conviviale et simple : une touche est dédiée à chaque fonction de base
- ✓ Affichage de la vitesse en tr/min ou bien en x g
- ✓ Possibilité de choisir le rayon de centrifugation pour plus de précision
- ✓ Fonction «At set rpm» pour démarrer le décompte du temps une fois la vitesse de consigne atteinte pour avoir des durées de centrifugation parfaitement reproductibles
- ✓ Rampes d'accélération et de freinage réglables indépendamment (10 niveaux pour chacune)
- ✓ Interrupteur d'arrêt d'urgence sur le côté avant de l'appareil
- ✓ Reconnaissance automatique du rotor et limitation de la vitesse
- ✓ Détecteur automatique de balourd
- ✓ Couvercle de centrifugeuse à fermeture assistée
- ✓ Garantie : 3 ans

### Unité de vente :

1 Pack centrifugeuse

---