

Désignation

- Portoir 96 microtubes vert

Référence

- 037575

Unité de vente

1 Portoir



Description

- Capacité : 96 puits
- Taille du tube : 0,5 mL, 1,5/2,0 mL Tubes
- Matériel : Polypropylène
- Un couvercle translucide s'enclenche sur les onglets de rack pour un stockage sécurisé et visible
- Assez spacieux pour s'adapter à la plupart des micro-tubes centrifuges à vis
- Empilable, économisant de l'espace précieux
- Autoclavable
- Puits disposés en gamme standard 8 x 12
- Moulé dans des lignes de grille sépare 0,5 mL de puits, ce qui les rend plus faciles à voir
- Les anneaux relevés autour des puits de 1,5 mL/2,0 mL facilitent l'enlèvement des tubes
- Identification alphanumérique pour l'emplacement rapide et la récupération des tubes

