

FICHE TECHNIQUE

Référence	038013
Désignation	Pointe à filtre ART 0,5 – 50 µl



Description :

- ✓ Pointes à filtre standard ART50
- ✓ Stérile, exempt de DNase, RNase
- ✓ Sur rack stérile à couvercle coiffant
- ✓ Compatibilité : Multicanaux (Labsystems 5 – 50 µl, Sartorius Biohitfamily 5 – 50 µl)
- ✓ Volume 0,5 – 50 µl
- ✓ Longueur 52 mm

Unité de vente :

960 Pointes à filtre ART 0,5 – 50 µl
