

Désignation

- Pointe à filtre ART 1000 Reach sur rack stérile à couvercle coiffant

Référence

- 038354



Unité de vente : 800 pointes

-
- Cônes de pipette stériles à barrière en portoir ART 1000 REACH
 - Déclaration de pureté : Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
 - Longueur 11.85 cm
 - Modèle ART 1000 REACH
 - À filtre
 - Fit for Purpose : Stérile et prêt pour PCR
 - À utiliser avec (équipement) : Universelle
 - Format : Rack
 - Gamme de produits ART
 - Stérile
 - Type de pointe : Version longue
 - Volume 1000 µl
 - Conditionnement : 8 racks de 100 pointes

