

Désignation

- POINTE 0,1-10 μ l FILTRE LOW RETENTION ART 10 REACH RACK STERILE MBP

Référence

- 038356

Unité de vente

- 10 racks de 96 pointes



Description

- Rack filtré, stérile, ART 10 REACH
- Conditionnement : Rack, 10 x 96 / Pack de 960
- Type de pointe : Faible rétention, Faible rétention, Micro Point
- Volume : 10 μ l
- Longueur : 4.33 cm
- Déclaration de pureté : Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
- Couleur : Transparent
- À filtre
- Stérile et prêt pour la PCR

