

Désignation

- POINTE 0,1-10 μ l FILTRE LOW RETENTION ART 10 RACK STERILE MBP

Référence

- 38357

Unité de vente

- 10 racks de 96 pointes



Description

- Rack filtré, stérile, ART 10
- Type de pointe : Faible rétention, Micro Point
- Conditionnement : Rack, 10 x 96
- Volume : 10 μ l
- Modèle : ART 10
- Déclaration de pureté : Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
- Non autoclavable
- À filtre
- Stérile et prêt pour la PCR
- Couleur : Transparent

