

Désignation

- POINTE 0,5-20 μ l FILTRE LOW RETENTION ART 20P RACK STERILE MBP x960

Référence

- 038360

Unité de vente

- 10 racks de 96 pointes



Description

- Type de pointe : Faible rétention, Micro Point
- Description : Rack filtré, stérile, ART 20P
- Modèle : ART 20P
- Conditionnement : Rack, 10 x 96
- Volume : 20 μ l
- Déclaration de pureté : Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
- Autoclavable : Non autoclavable
- Couleur : Transparent
- Filtré : À filtre
- Stérile et prêt pour la PCR

