

Désignation

- POINTE 1-100µl FILTRE LOW RETENTION ART 100E RACK STERILE MBP x960

Référence

- 038361

Unité de vente

- 10 racks de 96 pointes



Description

- MicroPoint, en rack à charnière, faible rétention
- À filtre
- Conditionnement : Pack de 960
- Volume : 100 µl
- Longueur : 5,07 cm
- Modèle : ART 100E
- Format : Portoir à charnières
- Type de pointe : Faible rétention
- Déclaration de pureté : Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
- Fit for Purpose : Sterile and PCR Ready
- Stérile

