

## Désignation

- POINTE 1-200µl FILTRE LOW RETENTION ART 200 RACK STERILE MBP x960

## Référence

- 38362

## Unité de vente

- 10 racks de 96 pointes

## Description

- Rack filtré, stérile, ART 200
- Type de pointe : Faible rétention, Micro Point
- Conditionnement : Rack, 10 x 96 / Pack de 960
- Volume : 200 µl
- Déclaration de pureté : Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
- Non autoclavable
- Couleur : Transparent
- À filtre
- Stérile et prêt pour la PCR

