

## Désignation

- TUBE 15ml 17x120mm PS FOND CONIQUE

## Référence

- 039390

## Unité de vente

1000 Tubes



## Description

- T408 Tubes à centrifuger 15 ml coniques
- En polystyrène
- Chimiquement propre et sans métal
- Convient pour la centrifugation générale, les procédures d'analyse d'urine et la séparation du sérum. Ces tubes à fond conique sont chimiquement propres et sans métal, prêts à l'emploi et uniformes en taille et en forme, mesurant 17 x 120 mm. Les graduations sont à 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 et 15 ml. Les tubes en polystyrène résistent à une vitesse de centrifugation de 1200 x g tandis que les tubes en polypropylène résistent à des vitesses allant jusqu'à 3000 x g.
- Fond (Tube) Fond conique
- Largeur 17 mm
- Hauteur 120 mm
- Volume (ml) 15 ml
- Fabriqué conformément à un système de contrôle de la qualité certifié ISO 9001

