



Les boîtes FOODBOX sont polyvalentes, idéales pour une variété d'utilisations allant des purées aux friandises, en passant par les pâtes à tartiner, la mayonnaise, les sauces, les noix, le miel, les olives, les produits méditerranéens, les glaces, la nourriture pour animaux, les poudres, les épices, les céréales, les produits industriels, les jouets et les produits de soins.

Fabriquées en polypropylène de haute qualité, ces boîtes garantissent une parfaite compatibilité avec les denrées alimentaires, soulignant ainsi l'importance du choix de cette matière. Leur transparence permet une visibilité totale sur la qualité des aliments tout en les protégeant des bactéries extérieures.

De plus, leur couvercle inviolable assure une herméticité totale, empêchant toute fuite de liquide.

POINTS FORTS

- **Polyvalente** : les boîtes FOODBOX conviennent à une large gamme d'applications, de la conservation alimentaire aux produits industriels.
- **Transparente** : parfaitement transparentes, les FOODBOX offrent une visibilité complète sur leur contenu, permettant une vérification facile de la qualité et de la quantité des aliments et des produits stockés.
- **Hermétique** : les couvercles inviolables assurent une étanchéité parfaite, préservant la fraîcheur des aliments et empêchant les fuites de liquide.
- **Hygiénique** : parois pleines et lisses pour un nettoyage rapide et simple.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	47503
Dim. ext.	Ø95 x 65 mm
Matière	Polypropylène
Volume	280 ml
Coloris	Transparent
Emboîtable	Oui
Empilable	Oui
Recyclable	Oui
Hermétique	Oui
Usage alimentaire	Oui
Couvercle	Vendu avec
Délai d'expédition	-
Origine	Belgique