



POINTS FORTS

- **Praticité** : Dimensions compactes (Ø95 x H65 mm) et capacité de 0.28L, idéales pour le stockage et le transport de petites portions ou échantillons.
- **Qualité alimentaire** : Conception en polypropylène répondant aux normes de qualité pour un contact alimentaire sûr et hygiénique.
- **Solution complète** : Vendu avec couvercle pour une protection efficace et une meilleure conservation du contenu.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	47504
Délai indicatif d'expédition	En Stock - Expédition 48H/72H
Dimensions extérieures	Ø95 x H84 mm
Matière	Polypropylène
Poids	0.02 kg
Volume	0.36L
Coloris	Transparent
Norme	Qualité contact alimentaire
Couvercle	Vendu avec couvercle
Pièces par carton	552