

Désignation

- Tube 12ml 17x102mm gradue pp fond conique

Référence

- 040773

Unité de vente : 1000



-
- Tubes de transport autoportants inviolables
 - Tube en polypropylène
 - Bouchon en polyéthylène
 - Fermeture inviolable pour garantir la plus grande sécurité et l'intégrité de l'échantillon
 - Joint étanche avec lèvre d'étanchéité flexible spécialement conçue
 - Non stérile
 - Fond conique
 - Dimensions : 16.6 x 102 mm
 - Graduations gravé sur tube
 - Volume : 12 ml

