

## Désignation

- Mousse de biopsie bleue 30x25,4x2mm pour histosette II

## Référence

- 040908

Unité de vente : 10000



---

## Description

- Mousses de biopsie
- Référence : M476-5
- Fait de mousse de polyester uréthane
- Débit de solvant optimal
- Résistera à des températures de -40 ° C à 121 ° C
- Les coussinets en mousse pour biopsie Simport® sont utilisés pour maintenir les biopsies en place et éviter leur perte pendant le traitement. En mousse de polyester-uréthane dont la consistance est toujours vérifiée pour assurer un écoulement optimal du solvant. Les échantillons de biopsie sont pris en sandwich entre deux tampons en mousse et sont placés dans des capsules en tissu ou des cassettes avec des couvercles en métal ou en plastique.
- Le modèle M476-4 doit être utilisé avec les cassettes Micromesh™ et Slimsette™. M476-5 est spécialement adapté à la Histosette® II.
- Matière : Mousse de polyester-uréthane
- Autoclavable
- CE - IVD

