

FICHE TECHNIQUE

Référence	041520
Désignation	POINTE 1-200µl ART 200 FILTRE LOW RETENTION LONGUE 58,8mm RECHARGE STERILE MBP



Description :

- ✓ Obtenez des performances précises et constantes avec les pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge Thermo Scientific™ ART™, qui constituent un joint étanche lorsqu'elles sont exposées à des contaminants. Les inserts ART sont écologiques offrant des emballages-coques individuels en plastique recyclé, conçus pour être utilisés avec les racks à charnières réutilisables ART et créant le système de recharge ART. Les cônes des inserts de recharge se clipsent en toute sécurité dans les racks à charnières pour un rechargement efficace.
- ✓ Description Recharge, filtré, stérile, ART 200
- ✓ Volume 200 µl - À filtre
- ✓ Stérile
- ✓ Modèle ART 200
- ✓ Longueur : 5,88 cm
- ✓ DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
- ✓ Compatibilité : Pipeteur universel
- ✓ Format : Recharge
- ✓ Type de pointe : Faible rétention, Faible rétention

Unité de vente :

960 Pointes