

FICHE TECHNIQUE

Référence	041525
Désignation	Pointes à filtre ART



Description :

- ✓ Pointe Standard ART 10, idéale pour les faibles volumes
- ✓ Sur rack de 96, avec couvercle à charnière
- ✓ Stérile
- ✓ Volume : 0,1 – 10 µl
- ✓ Longueur : 31,3 mm
- ✓ Compatibilité : Gilson P2–P10, Finnpiquette 2 et 10 µl micro, Biohit 10 µl, Eppendorf 2,5 µl

Unité de vente :

10 x 96