

FICHE TECHNIQUE

Référence	041533
Désignation	Pointe à filtre ART20E 0,5 – 20 µl



Description :

- ✓ Pointe à filtre standard
- ✓ Sur rack stérile à couvercle à charnière
- ✓ Filtre hydrophobe qui empêche toute remontée accidentelle de liquide dans le filtre et dans la pipette
- ✓ Compatibilité : Eppendorf 10 µl, Socorex 10 µl
- ✓ Volume 0,5 – 20 µl
- ✓ Longueur : 47,7 mm

Unité de vente :

960 Pointes à filtre ART20E 0,5 – 20 µl
