

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	041623
<b>Désignation</b>	POINTE ART 300 $\mu$ L, A FILTRE, RECHARGE, STERILE, FAIBLE RETENTION



### Description :

- ✓ Effectuez des applications de manière précise et cohérente en respectant les mesures de protection grâce au système de recharge de filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui fournit une solution respectueuse de l'environnement sans compromettre la stérilité. Les puits décalés permettent d'empiler les plateaux de cônes : ce système innovant réduit le volume des déchets et permet de gagner de la place sur la paillasse et dans les armoires. La gamme ART est désormais plus complète, ce qui facilite plus que jamais la recherche d'une pointe s'adaptant à pratiquement n'importe quelle pipette ou application de votre laboratoire.
- ✓ Pointe à filtre barrière faible rétention ART 300
- ✓ Volume 300  $\mu$ l - Filtré
- ✓ Stérile
- ✓ Couleur : Naturel
- ✓ Longueur : 5,84 cm
- ✓ Exemptes de RNase, de DNase, d'ATP et de pyrogènes
- ✓ Compatibilité : Pipeteur universel
- ✓ Format : Portoir
- ✓ Type de pointe : Faible rétention

### Unité de vente :

960 Pointes