

FICHE TECHNIQUE

Référence	041631
Désignation	Pointe à filtre 10 µl



Description

- ✓ Description : Recharge pointe à filtre standard ART 10 µl
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ En recharge sur plateau

Certificats

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 0,1 - 10 µl
- ✓ Dimensions : (long) 31,3 mm
- ✓ Compatibilité : compatible Gilson P2-P10, Finnpiquette 2 et 10 µl, Sartorius Biohitfamily 10 µl
- ✓ Conditionnement : en recharge sur plateau, 10 plateaux de 96 pointes à filtre

Unité de vente :

960 Pointes à filtre