

FICHE TECHNIQUE

Référence	041636
Désignation	Pointe à filtre ART 1000 XL



Description :

- ✓ Stérile
- ✓ Avec filtre
- ✓ Faible rétention
- ✓ Pointe universelle
- ✓ Compatibilité : Gilson, Eppendorf, Sartorius BioHit*Family*, Finnpiquette

- ✓ Volume : 100 – 1000 µl
- ✓ Longueur : 89 mm

- ✓ En recharge sur plateau stérile

Unité de vente :

56 x 10
