

FICHE TECHNIQUE

Référence	041743
Désignation	POINTE 220 µL



Description :

- ✓ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips)
- ✓ Volume 220 µl
- ✓ Non stérile
- ✓ Sans filtre
- ✓ Avec les pointes Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™, vous obtenez un pipetage automatisé ultraperformant. Contrairement aux pointes robotiques habituelles, les pointes D.A.R.T.'S sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l'accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation de petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales. Compatibles avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systems et Versette.

Unité de vente :

1920 Pointes
