

FICHE TECHNIQUE

Référence	041759
Désignation	FILTRE TIPS ART ART 20P STERILE



Description :

- ✓ Les pointes ART Barrier sont fabriquées en polypropylène vierge et intègrent un filtre de récupération des liquides pour éviter toute contamination par transfert.
- ✓ Certifié exempt de RNase/DNase, d'ADN, de pyrogène, d'endotoxine, d'ATP, de biocharge et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Stérile

Unité de vente :

500 Filtres
