

FICHE TECHNIQUE

Référence	041762
Désignation	POINTE DE FILTRAGE ART 200 µl



Description :

- ✓ Les pointes ART Barrier sont fabriquées en polypropylène vierge et intègrent un filtre de récupération des liquides pour éviter toute contamination par transfert.
- ✓ Certifié exempt de RNase/DNase, d'ADN, de pyrogène, d'endotoxine, d'ATP, de biocharge et d'inhibiteurs de PCR > 200ul
- ✓ Emballé individuellement > barrière auto-obturante >
- ✓ Stérile
- ✓ Embout pour s'adapter à la plupart des pipettes
- ✓ Volume :200 µl
- ✓ Stérile

Unité de vente :

500 Pointes
