

FICHE TECHNIQUE

042016

Pipette Pasteur 230mm pointe ouverte non cotonnée en verre sodocalcique en boîte carton Kimble

DATE D'EDITION : 17/02/2023 09:30:13




Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PP230KPO

Désignation

Pipette Pasteur 230mm pointe ouverte non cotonnée en verre sodocalcique en boîte carton Kimble

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

Pipette Pasteur 230mm pointe ouverte non cotonnée en verre sodocalcique en boîte carton
Kimble

DATE D'EDITION : 17/02/2023 09:30:13

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	1000
Minimum de vente (nombre de pièces)	1000

Descriptif du produit

Matière	Verre sodocalcique
Pointe	Ouverte
Cotonnée	Non
Longueur totale (en mm)	227,50
Diamètre du corps (en mm)	6,95
Diamètre du capillaire (en mm)	1,50
Usage unique	Oui
Autoclavable	Oui
Emballage	Carton
Sous-conditionnement	Boite de 250
Autres caractéristiques	- Conforme à la norme ISO 7712

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

Pipette Pasteur 230mm pointe ouverte non cotonnée en verre sodocalcique en boîte carton
Kimble

CODE ARTICLE : 021528

DATE D'EDITION : 17/02/2023 09:30:13

Nom du fabricant

SCHERF-PRAEZISION EUROPA GMBH

Référence du fabricant

91704018

Pays d'origine

ALLEMAGNE