

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	042800
<b>Désignation</b>	Ecouvillon

---

### Description :

- ✓ Ecouvillon rayonne tige plastique
- ✓ En tube de transport avec milieu amies
- ✓ Stérilisé par irradiation gamma
- ✓ A conserver à une température comprise entre 5°C et 25°C – ne pas congeler
- ✓ Longueur du tube 154,50 mm ± 1,00 mm
- ✓ Ø externe du tube 9,0 mm ± 0,5 mm
- ✓ Longueur de l'embout coton 37,50 mm + 2,0 mm – 1,50 mm
- ✓ Epaisseur de l'embout coton 5,0 mm ± 0,5 mm
- ✓ Ø externe du bouchon 12,0 mm ± 1,00 mm
- ✓ Longueur du bouchon 32.80 mm ± 0,20 mm
- ✓ Bouchon blanc

### Unité de vente :

500 Ecouvillons

---