

## Désignation

- Ecouvillon prêt à l'emploi vol. 1,37 ml - embout viscose - tube 16 x 100 mm - milieu Lethen

## Référence

- 042884

Unité de vente : 300



---

## Description

- Kits de rinçage d'écouvillons (SRK®) pour l'analyse microbiologique de surfaces.
- La solution salée isotonique contient des substances permettant de neutraliser et de désactiver les désinfectants et agents désinfectants. La solution de rinçage permet d'humidifier l'écouvillon stérile avant l'échantillonnage et de le transporter après le prélèvement. Les tiges des écouvillons (pointe en rayonne) sont fixées aux bouchons des tubes.
- Convient aux applications alimentaires et industrielles.
- Longueur : 100 mm
- Capacité : 1,4 ml
- Diamètre : 16 mm
- Stérile

