


## FICHE TECHNIQUE

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 043225S                      |
| <b>Désignation</b> | Pipette de transfert<br>7 ml |



### Description

- ✓ Matériau : polyéthylène basse densité, incassable
- ✓ Graduations : oui, à 1, 2 et 3 ml
- ✓ à usage unique

### Certificats

- ✓ Stérile : oui
- ✓ polyéthylène non toxique
- ✓ surface à faible affinité pour les protéines

### Caractéristiques techniques

- ✓ Goutte : 20 gouttes par ml / volume goutte : 50  $\mu$ l
- ✓ Volume : 7,5 ml / bulbe : 3,2 ml
- ✓ Dimensions : ( $\varnothing$  tige x long.) 7,9 x 155 mm
- ✓ Conditionnement : emballage individuel

### Unité de vente :

500 Pipettes de transfert