

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	043235
<b>Désignation</b>	Pipette de transfert 153 mm - pointe fine



### Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Poire intégrée
- ✓ Non toxique
- ✓ Faible affinité avec les protéines
- ✓ Non stérile
  
- ✓ Volume du bulbe : 3,5 ml
- ✓ Volume total : 5,8 ml
- ✓ Volume d'une goutte : 20  $\mu$ l
- ✓ Gouttes par ml : 50
- ✓ Longueur totale : 153 mm



Pipettes de transfert à pointe fine Samco™

**Unité de vente :**  
500

---