

Désignation

- PIPETTE TRANSFERT 1,7ml 8,7cm

Référence

- 043273

Unité de vente

- 500 pipettes

Description

- Pipette de transfert à usage général
- Volume 1,7 ml
- Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert équipées d'une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement.
- Contenance du bulbe : 0,9 ml
- Diamètre externe : 4.8mm
- Gouttes/ml : 26
- Non graduée
- Jetable
- Longueur : 8.7 cm
- Matériau : PEBD
- Non stérile
- Type d'emballage : En vrac 500/sachet

