

Désignation

- Inserts de culture

Référence

- 044003

Unité de vente

50 Inserts



Description

Avec les inserts Millicell, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder au milieu aussi bien par leur face apicale que par leur face basolatérale. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell permettent d'étudier les deux faces du monocouche cellulaire.

Caractéristiques techniques

- Pour plaques de 6 puits
- Porosité : 0,4 μm
- Membrane en PTFE

