

## Désignation

- Cartouche de polissage IPAK META

## Référence

- 044410

Unité de vente : 1



- Cartouche de méta et de polissage IPAK pour eau purifiée
- Cette cartouche de polissage IPAK Meta® pour l'eau purifiée contient de la résine échangeuse d'ions à lits mélangés Jetpore® et un échangeur d'ions innovant IQnano™ pour éliminer de l'eau pure les ions présents à l'état de traces.
- Compatibilité : Milli-Q® EQ 7000, Milli-Q® EQ 7008, Milli-Q® EQ 7016, Milli-Q® IQ 7000
- Combinée à une cartouche de polissage IPAK Quanta® pour l'eau purifiée (IPAKQUA00), elle permet la production d'une eau ultra pure (Type 1) pour les applications de laboratoire sensibles.
- Application : À utiliser avec les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® IQ/EQ 7000 et EQ 7008/16 alimentés par de l'eau purifiée.
- Fournit de l'eau ultra pure (Type 1) pour les applications sensibles
- L'étiquette e-Sure avec connexion RFID au système permet un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
- Cartouche fournie avec un bouchon de vidange pour éliminer l'excédent d'eau de la cartouche usagée et ainsi réduire son poids lors de sa mise au rebut.
- 78 % des fournisseurs de pièces de cette cartouche sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
- Conditions d'expédition : ambient
- Température de stockage : 2-30°C