

Désignation

- Cartouche de polissage IPAK QUANTA

Référence

- 044411

Unité de vente : 1



-
- Cartouche de polissage IPAK Quanta® pour eau purifiée
 - Pour Milli-Q® IQ/EQ 7000 et EQ 7008/16 alimentés en eau purifiée
 - Fonctionne en combinaison avec la cartouche IPAK Meta® pour eau purifiée
 - Fournit une eau ultra-pure (type 1) pour les applications sensibles
 - Condition de stockage : Température : 5 à 30 °C
HR : 10 à 80 %
Dans son emballage d'origine scellé pour protéger les éléments de purification