

### Désignation

- Barrette 8 tubes clairs et capuchons dôme FrameStrip

### Référence

- 044819

### Unité de vente

120 Barrettes



---

### Description

Barrette 8 tubes clairs et capuchons dôme FrameStrip

### Caractéristiques techniques

- Cadre en polycarbonate et puits en polypropylène vierge : réduit les risques de contaminations puits à puits lors du retrait des bouchons
- Tubes PCR polypropylène vierge paroi fine
- Languette de pose et de dépose
- A puits blancs pour qPCR ou essais optiques
- Autoclavable : Oui
- RNase/DNase free : Oui
- Coloris cadre : pourpre

