

Désignation

- Piston verre à action double Duall seul

Référence

- 045075

Unité de vente : 1



-
- Broyeur constitué d'un cylindre à fond conique avec réservoir et d'un piston à embout conique. Idéal pour le broyage et l'homogénéisation des cellules coriaces. Espace cylindre piston : 0,1 à 0,15 mm.
 - Il permet d'effectuer une double action :
 - un premier broyage par la partie cylindrique du piston,
 - une homogénéisation très fine dans le fond conique.
 - Volume 3 ml
 - Matériau Verre
 - Dimensions \varnothing x h cylindre : 13 x 130 mm
 - Type : P21