

Désignation

- Eukitt classic

Référence

- 045798

Unité de vente : Flacon de 100 ml



- Solidification en 20 minutes
- Bonne conservation des échantillons à long terme
- Pas d'autofluorescence sous lumière UV
- Viscosité idéale pour colleuse de lamelles
- Indice de réfraction $n[20\text{ °C}]$: 1,49
- Viscosité : 500 - 750 mPa.s
- Volume : 100 ml
- Indice de réfraction $n[20\text{ °C}]$: 1,49
- Viscosité : 500 - 750 mPa.s
- Solidification : 20 min
- Indice de réfraction $n[20\text{ °C}]$: 1,49
- Viscosité : 250 – 450 mPa*s
- Temps de durcissement : 20 min
- Absence de jaunissement après un stockage prolongé
- Absence de rupture fragile
- Absence de fluorescence primaire sous lumière UV

